



Offres Privilège

À l'occasion du congrès de l'ADF 2023,
Airel-Quetin vous offre la TVA ! ⁽¹⁾

Idem dentaire vous offre plus ! ⁽²⁾

STAND 2L07

www.airel-quetin.com
choisirfrancais@airel.com - 01 48 82 22 22
917, rue Marcel Paul, 94500 Champigny-sur-Marne

⁽¹⁾ Offres soumises à conditions, valables jusqu'au 31 décembre 2023. ⁽²⁾ Offres valables uniquement chez Idem dentaire départements 14, 50, 61, 27, 76
Les équipements Airel-Quetin sont des dispositifs médicaux Classe IIa, Organisme notifié SZUTEST CE 2195.

FABRIQUÉ EN FRANCE





Airel-Quetin offre la TVA

À L'OCCASION DU CONGRÈS DE L'ADF 2023, LA TVA EST OFFERTE SUR NOS FAUTEUILS DENTAIRES !

AIREL-QUETIN, UNIQUE FABRICANT FRANÇAIS DE FAUTEUILS DENTAIRES, S'ENGAGE DEPUIS PLUS DE QUATRE DÉCENNIES À CRÉER UNE GAMME D'ÉQUIPEMENTS QUI TIENT COMPTE DES EXIGENCES INDIVIDUELLES DE CHAQUE CHIRURGIEN-DENTISTE.

NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE CHAQUE PROFESSIONNEL MÉRITE D'AVOIR ACCÈS AUX DERNIÈRES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES ET À DES SOLUTIONS ERGONOMIQUES. DANS CETTE DÉMARCHE, NOUS PROPOSONS UNE RÉDUCTION ÉQUIVALENTE À LA VAEUR DE LA TVA.

GRÂCE À NOTRE VASTE RÉSEAU DE REVENEURS(1) RÉPARTIS DANS TOUTE LA FRANCE, AIREL-QUETIN VOUS ACCOMPAGNE À CHAQUE ÉTAPE DE LA SÉLECTION ET DE L'INSTALLATION DE VOTRE CABINET DENTAIRE.

(1) DANS LE RÉSEAU PARTICIPANT



PE9, le fauteuil universel

Un design ergonomique, réfléchi et adapté à toutes les positions de travail, de droite comme de gauche, de 2 à 4 mains.
Le PE9 est un fauteuil ambidextre par excellence et ses fonctionnalités font de lui un fauteuil universel.



UNIT AMBIDEXTRE À FOUETS

Parfaitement ambidextre et fixée au pied du fauteuil, cette tablette à fouets très souples peut être équipée jusqu'à 6 instruments.



UNIT CORDONS PENDANTS SIDE

Parfaitement ambidextre et fixée au pied du fauteuil, cette tablette peut accueillir jusqu'à 6 instruments inclinables et équipés d'un guide amovible.



UNIT CART MOBILE

Sur la base de la tablette cordons pendants, le cart mobile peut être relié au fauteuil, ou désolidarisé. Peu encombrant, il est d'une mobilité exemplaire.



UNIT PLAFONNIER À FOUETS

En position transthoracique et ambidextre l'unit fouets peut aussi se fixer au plafond pour dégager totalement l'entrée du patient.



UNIT TABLETTE MURALE

En fixation murale sur bras compensé, l'unit garde toutes ses fonctionnalités et s'adapte à un rangement sous meuble pour dégager l'accueil du patient.

PE9 Evo.2

à partir de

452 € TTC/mois*

30 750 € TTC

36 900 € TTC public

Offre IDEM dentaire

26 150 € TTC



Caractéristiques du fauteuil

FAUTEUIL

Programmation (5 positions programmables).

UNIT

Tablette porte-instruments en position ambidextre, livrée avec :

- 1 seringue multifonctions LUZZANI
- 1 cordon pneumatique lumière
- 1 micro-moteur électrique à induction BIEN AIR MX2 LED
- 1 détartreur SATELEC NEWTRON avec 1 pièce à main et 3 inserts

SUPPORT ASPIRATION

Fixé en position ambidextre, avec 2 canules sélectives, commandes du fauteuil, 2 filtres et ASPISEPT.

ÉCRAN EVO.2

Écran tactile couleur HD de 7 pouces, commande tactile HD couleur :

- Mémorisation des programmes par patient et



par types de soins

- Technologie évolutive (possibilité d'ajouter de nouveaux instruments, caméra, etc.)
- Sauvegarde de la configuration des réglages

KIT HYGIÈNE

- Système de décontamination de l'eau des sprays IGN® Calbenium®
- Dispositif de décontamination des têtes d'instrument Calpebuls®.

INCLUS

KIT CONFORT

- Position Trendelenburg
- Tête triple articulation à assistance pneumatique
- Pédale sans fil, longue charge et progressive.

INCLUS

Options



Micro-moteur BIEN AIR MX2 supplémentaire



Kit Visio Caméra Sopro 617 gel d'image intégré, écran 22" + support




Récupérateur d'amalgames Durr Dental CAS1 ou Metalys MST1



Kit WaveOne sur micro-moteur MX2



Eclairage Leds G.COMM Polaris en fixation plafond




Vanne de crachoir Durr Dental



Lampe à polymériser SATELEC MINI LED



Eclairage Leds GCOMM Iris en fixation plafond




Crachoir



Kit caméra de surveillance connectée



Supplément Leds sur détartreur SATELEC NEWTRON



Supplément sellerie Grand Confort

PE9 Neo.2

à partir de

348 € TTC/mois*

23 690 € TTC

28 428 € TTC public

Offre IDEM dentaire

20 290 € TTC



Caractéristiques du fauteuil

FAUTEUIL

Programmation (5 positions), tête double articulation à déverrouillage mécanique.

UNIT

Tablette porte-instruments fixée en position ambidextre, livré avec :

- 1 seringue multifonctions LUZZANI
- 1 cordon pneumatique lumière
- 1 micro-moteur électrique à induction BIEN AIR MCX LED
- 1 détartreur SATELEC NEWTRON avec 1 pièce à main et 3 inserts

SUPPORT ASPIRATION

Fixé en position ambidextre, avec 2 canules sélectives, commandes du fauteuil, 2 filtres.

ÉCRAN NEO.2

Écran tactile rétro-éclairé, monochrome :

- Mémorisation par clé USB des différents réglages



individuels de chaque praticien pour faciliter le transfert vers un autre fauteuil.

- Réglage des instruments, appel assistante, ouverture de porte, etc.

PÉDALE

Filaire et progressible pour les commandes du fauteuil et des instruments.

KIT HYGIÈNE

- Système de décontamination de l'eau des sprays IGN® Calbenium®
- Dispositif de décontamination des têtes d'instrument Calpebuls®.

1 450 € TTC
~~1 740 €~~ TTC

KIT CONFORT

- Position Trendelenburg
- Tête triple articulation à assistance pneumatique
- Pédale sans fil, longue charge et progressive.

1 470 € TTC
~~1 764 €~~ TTC

Options



Lampe à polymériser SATELEC MINI LED



Eclairage Leds G.COMM Polaris en fixation plafond



Récupérateur d'amalgames Durr Dental CAS1 ou Metalys MST1



Eclairage Leds GCOMM Iris en fixation plafond



Micro-moteur BIEN AIR MCX Led supplémentaire



Vanne de crachoir Durr Dental




Kit Visio Caméra Sopro 617 gel d'image intégré, écran 22" + support



Supplément Leds sur détartreur SATELEC NEWTRON



Crachoir



Supplément sellerie Grand Confort

K2, le fauteuil compact

Un fauteuil compact et léger pour un espace de travail aéré. Le K2 a été conçu pour une très grande accessibilité du patient et du praticien. Il s'adapte aux petits espaces !



UNIT A FOUETS

Très maniable et fixée sur colonne, cette tablette à fouets très souples peut être équipée jusqu'à 5 instruments.



UNIT CORDONS PENDANTS SIDE

Très maniable et fixée au pied du fauteuil en mouvement «side», cette tablette peut accueillir jusqu'à 5 instruments inclinables et équipés d'un guide movable.



UNIT CART MOBILE

Sur la base de la tablette cordons pendants, le cart mobile peut être relié au fauteuil, ou désolidarisé. Peu encombrant, il est d'une mobilité exemplaire.



UNIT PLAFONNIER A FOUETS

En position transthoracique et ambidextre l'unit fouets peut aussi se fixer au plafond pour dégager totalement l'entrée du patient.



TABLETTE MURALE

En fixation murale sur bras compensé, l'unit garde toutes ses fonctionnalités et s'adapte à un rangement sous meuble pour dégager l'accueil du patient.

K2 Evo.2

à partir de
439 € TTC/mois*
29 860 € TTC

35 832 € TTC public

Offre IDEM dentaire
25 390 € TTC



Caractéristiques du fauteuil

FAUTEUIL

Position chaise. Programmation (5 positions programmables).

UNIT

Tablette porte-instruments livrée avec :

- 1 seringue multifonctions LUZZANI
- 1 cordon pneumatique lumière
- 1 micro-moteur électrique à induction BIEN AIR MX2 LED
- 1 détartreur SATELEC NEWTRON avec 1 pièce à main et 3 inserts

SUPPORT ASPIRATION

Sur bras flexible ou articulé, commandes du fauteuil, avec 2 canules sélectives et ASPISEPT

ÉCRAN EVO.2

Écran tactile couleur HD de 7 pouces, commande tactile HD couleur :

- Mémorisation des programmes par patient et



par types de soins

- Technologie évolutive (possibilité d'ajouter de nouveaux instruments, caméra, etc.)
- Sauvegarde de la configuration des périphériques

PLATEAU PORTE INSTRUMENTS

Orientable et amovible, situé à la place du crachoir.

KIT HYGIÈNE

- Système de décontamination de l'eau des sprays IGN® Calbenium®
- Dispositif de décontamination des têtes d'instrument Calpebuls®.

INCLUS

KIT CONFORT

- Position chaise
- Tête triple articulation à assistance pneumatique
- Pédale sans fil, longue charge et progressive.

INCLUS

Options



Micro-moteur BIEN AIR MX2 supplémentaire



Kit Visio Caméra Sopro 617 gel d'image intégré, écran 22" + support




Récupérateur d'amalgames Durr Dental CAS1 ou Metalys MST1



Kit WaveOne sur micro-moteur MX2



Eclairage Leds G.COMM Polaris sur unit



Vanne de crachoir Durr Dental



Lampe à polymériser SATELEC MINI LED



Eclairage Leds GCOMM Iris sur unit



Crachoir



Kit caméra de surveillance connectée



Supplément Leds sur détartreur SATELEC NEWTRON



Supplément sellerie Grand Confort

K2 Neo.2

à partir de
314 € TTC/mois*
21 350 € TTC

25 620 € TTC public

Offre IDEM dentaire
18 250 € TTC



Caractéristiques du fauteuil

FAUTEUIL

Programmation (5 positions programmables), tête double articulation à déverrouillage mécanique.

UNIT

Tablette porte-instruments, livré avec :

- 1 seringue multifonctions LUZZANI
- 1 cordon pneumatique lumière
- 1 micro-moteur électrique à induction BIEN AIR MCX LED
- 1 détartreur SATELEC NEWTRON avec 1 pièce à main et 3 inserts

SUPPORT ASPIRATION

Sur bras flexible ou articulé, commandes du fauteuil, avec 2 canules sélectives.

ÉCRAN NEO.2

Écran tactile rétro-éclairé, monochrome :

- Mémorisation par clé USB des différents réglages



individuels de chaque praticien pour faciliter le transfert vers un autre fauteuil.

- Réglage des instruments, appel assistante, ouverture de porte, etc.

PÉDALE

Filaire et progressive pour les commandes du fauteuil et des instruments.

CRACHOIR

Orientable avec cuvette en verre amovible.

KIT HYGIÈNE

- Système de décontamination de l'eau des sprays IGN® Calbenium® **1 450 €** TTC
- Dispositif de décontamination des têtes d'instrument Calpebuls® **1 740 €** TTC

KIT CONFORT

- Assise chaise **2 070 €** TTC
- Tête triple articulation à assistance pneumatique **2 484 €** TTC
- Pédale sans fil, longue charge et progressive.

Options



Lampe à polymériser SATELEC MINI LED



Eclairage Leds G.COMM Polaris sur unit




Récupérateur d'amalgames Durr Dental CAS1 ou Metalys MST1



Eclairage Leds GCOMM Iris sur unit



Micro-moteur BIEN AIR MCX Led supplémentaire




Vanne de crachoir Durr Dental



Kit Visio Caméra Sopro 617 gel d'image intégré, écran 22" + support



Supplément Leds sur détartreur SATELEC NEWTRON



Position chaise



Supplément sellerie Grand Confort

NOUVEAU

Les carts mobiles

En version Cart, les outils liés au fauteuil jouissent d'une mobilité exemplaire et d'un design alliant modernité et praticité.

Peu encombrant, l'unit se détache du fauteuil tout en conservant ses fonctionnalités et en intégrant tous les instruments d'un unit classique.

Le Cart mobile sur 4 roulettes à double galet est ajustable en hauteur et livré avec une boîte technique.

Le Cart peut recevoir 6 instruments sur cordons silicones à sélection automatique, inclinables et équipés d'un guide movable.



Cart Neo.2

13 190 €^{TTC} 15 828 €^{TTC public}

Offre IDEM dentaire : **11 290 € TTC**


Commande, programmation et gestion des différentes fonctions par clé USB et écran tactile monochrome.

Fourni avec :

- 2 plateaux d'instrumentation 28x18cm
- 1 pédale de commande progressive latérale pour tous les instruments
- 1 bouteille d'eau de spray pressurisé

Livré avec 4 cordons à rappel compensé :

- 1 seringue multifonctions LUZZANI
- 1 cordon pneumatique lumière
- 1 micro-moteur électrique à induction BIEN AIR MCX LED
- 1 détartreur SATELEC NEWTRON avec 1 pièce à main et 3 inserts



Cart Evo.2

16 730 €^{TTC} 20 076 €^{TTC public}

Offre IDEM dentaire : **14 250 € TTC**

Commande, programmation et gestion des différentes fonctions par clé USB et écran tactile couleur HD de 7 pouces.

Fourni avec :

- 2 plateaux d'instrumentation 28x18cm
- 1 pédale sans fil de commande progressive latérale pour tous les instruments
- 1 bouteille d'eau de spray pressurisé

Livré avec 4 cordons à rappel compensé :

- 1 seringue multifonctions LUZZANI
- 1 cordon pneumatique lumière
- 1 micro-moteur électrique à induction BIEN AIR

MX2 LED

- 1 détartreur SATELEC NEWTRON avec 1 pièce à main et 3 inserts



Cart One

10 360 €^{TTC} 12 432 €^{TTC public}

Offre IDEM dentaire : **8890 € TTC**

Fourni avec :

- 2 plateaux d'instrumentation 28x18cm
- 1 pédale de commande pneumatique ronde unique pour tous les instruments
- 1 bouteille d'eau de spray pressurisé

Livré avec 4 cordons à rappel compensé :

- 1 seringue multifonctions LUZZANI autoclavable
- 1 sortie air lumière
- 1 micro-moteur électrique MCX lumière LED
- 1 détartreur SATELEC NEWTRON avec 1 pièce à main et 3 inserts

Hygiène de l'unit



Système IGN® - Calbénium® : 35 ans d'expérience

Précurseur dans la décontamination depuis 35 ans et reconnu mondialement, IGN® et CALBENIUM® forment le duo fondamental de la désinfection des unités dentaires et du traitement de l'eau des sprays.

L'IGN® est un système de décontamination de l'eau des sprays entièrement automatisé et adaptable à tout équipement dentaire. L'eau à traiter est enrichie en CALBENIUM® sous forme liquide et de façon entièrement automatique.


L'IGN®, associé au produit CALBENIUM®, assure un traitement de l'eau des sprays exempt de germes, évitant ainsi toute contamination post-opératoire ou croisée.

Les réservoirs placés sous le crachoir permettent d'accompagner le reset bactériologique de l'unit. Le CALBENIUM®, produit de décontamination de l'eau des unités dentaires utilisé en permanence comme irrigant chirurgical, est fabriqué à partir des produits de qualité « ultrapur » contenant moins de 0,1% d'impuretés.



**COMPATIBLE
AVEC TOUS
LES UNITS
DENTAIRES**

Décontamination de l'eau des sprays



Le CALBENIUM® est conforme aux normes :

- EN 14476 (Virucidie dont Coronavirus)
- EN 13727 (Bactericidie)
- EN 13624 (Fongicidie ou levuricidie)
- EN 17126 (Sporicidie)



Décontamination des instruments et cordons



Calpuls® est utilisé pour décontaminer la tête de tout instrument par un jet sous pression d'air et d'eau chargé de Calbenium®.



Aspisept® est un système de décontamination interne des cordons d'aspiration par Calbenium®.

Nuancier

Airel-Quetin a sélectionné une gamme étendue de couleurs et textures de sellerie. Résistantes et originales, elles s'harmoniseront aux couleurs du cabinet.

Stamskin Zen
F4351-20321

Parrot
291-4460

Mustard
F363-5263

Turquoise
F4351-20157

Raspberry
104-5002

Clementine
104-5003

Poppy
104-5013

Red
291-1176

Carmin
F4351-07479

Plum
291-9385

Capri
554 2522

Java
104-5004

Cornflower
104-5014

Blueberry
554 2711

Oxford Blue
554-2616

Sparkling Blue
632X2525

Mist
F4351-20161

Doe
291-3601

Camel
363-3142

Spice
322-8208

Cafe
F4351-5015

Down Grey
554-6547

Elephant
291-5040

Charcoal
291-5763

Sparkling Silver
632X2523


Dark Night
554-5618

Black
104-5011

Sparkling Black
632X3073

Notes

Votre Contact Local Départements 14 , 50 , 61 , 27 , 76.




3, rue aux juifs 14000 CAEN
téléphone : 09.50.18.47.00 / 06.33.66.78.78
mail : contacts@idem-dentaire.fr
web : <http://www.idem-dentaire.fr>



Des revendeurs disponibles partout en France

Pour toute information sur nos offres et connaître le revendeur le plus proche, contactez nous au **01 48 82 22 22** ou par email : **choisirfrancais@airel.com**



www.airel-quetin.com

01 48 82 22 22 - choisirfrancais@airel.com

917, rue Marcel Paul, 94500 Champigny-sur-Marne, France

ecosystem
recycler c'est protéger

