


STERILUB



**Mono dose de lubrifiant stérile
pour PID de chirurgie
au bloc opératoire**

STERILUB



- Huile minérale de lubrification conforme à la Pharmacopée Européenne
- Une simple pression de la mono dose pour lubrifier correctement un PID

-
- Lubrification des PID avec une huile stérile directement au bloc opératoire.
 - Plus de rejets noir des pièces à main de chirurgie pendant l'intervention.

-
- Les pièces à main et les contre angles ne se grippent plus.
 - Plus de surchauffe des pièces à main pendant l'intervention.
 - Fini les réparations onéreuses de vos PID.

LA DURÉE DE VIE DES PID EST PROLONGÉE.

Livrées en cartons de 100 pièces sous double emballages stériles.

Contact : c.micheau@cm-medical.com
tel : 07.85.57.77.94