

Valable jusqu'au 30/06/2021

**Bien Air**<sup>+</sup>  
Dental

# OFFRES 2021

**NEW**  
LUBRICARE



DISCOVER THE BEST OF SWISS TECHNOLOGY

SWISS  MADE

Bien-Air France Sàrl

19-21 rue du 8 Mai 1945 94110 Arcueil France Tél. +33 (0)1 49 08 02 60 Fax +33 (0)1 46 64 86 58 vente.fr@bienair.com www.bienair.com

NEW

Bien Air<sup>+</sup>  
Dental

# Lubricare 2



Lubricare 2 effectue la maintenance des pièces à main (lubrification et nettoyage), ce qui est essentiel pour un travail quotidien.

>>> Jusqu'à quatre pièces à main en peu de temps

 SEULEMENT 20 SEC.

Grâce aux différents modes de fonctionnement préprogrammés adaptés spécifiquement à chaque pièce à main, Lubricare 2 peut effectuer automatiquement l'entretien de quatre pièces à main maximum en peu de temps. Lubricare 2 élimine efficacement le surplus d'huile, ce qui permet un entretien rapide. Il nettoie une turbine en 20 secondes environ et un contre-angle en 40 secondes.


>>> Système Clean Airblow

En utilisant le système de double électrovannes et un conduit dédié à l'air propre, le système peut fournir de l'air propre sans mélange d'huile. Pendant le processus d'élimination de l'eau avant la lubrification, le système élimine l'eau dans la tête, ce qui maximise les résultats de la lubrification et minimise la période d'inactivité avant la pratique.



Entretien  
rapide, efficient  
et économique

>>> Avec Spraynet<sup>®</sup>  
Pour une hygiène impeccable

 99.99% de réduction  
de la charge microbienne

Pour obtenir de meilleurs résultats, Bien-Air recommande vivement l'utilisation de Spraynet<sup>®</sup>, dont il est prouvé qu'il réduit 99,99% de la charge microbienne.



>>> Nettoyage facilité

Le panneau de commande est lisse afin de faciliter le nettoyage et la porte peut être retirée pour un meilleur accès. Lubricare 2 intègre un mécanisme d'aspiration des vapeurs d'huile pour empêcher la diffusion d'aérosols lors de son utilisation.

SWISS  MADE

OFFRE SPÉCIALE

# PACK HYGIÈNE



## LUBRICARE 2

# 2 500 €

1 x LUBRICARE 2 REF. 1601156-001  
1 x DUO PACK MAINTENANCE  
1 x FORMATION GRATUITE

## FORMATION GRATUITE

Sur le cycle  
de maintenance  
des instruments dynamiques



SCANNEZ LE QR CODE  
ou CONTACTEZ-NOUS  
01 49 08 02 60



+ DUO PACK DE MAINTENANCE  
Spraynet® et Lubrifluid®

Compatible avec les pièces  
à main et les produits de  
nettoyage d'autres fabricants

Lubricare 2 est compatible avec toutes les turbines et pièces à main électriques de Bien-Air, Lubrifluid® et Spraynet®, ainsi qu'avec les pièces à main et les produits de nettoyage ou de lubrification d'autres fabricants. Des raccords et un support de pulvérisation supplémentaires peuvent être nécessaires pour utiliser des produits non fournis par Bien-Air.



**NOUVEAU  
ONLINE SHOP**  
www.bienair.com/eshop

S W I S S  M A D E

PRIX TTC

Eviter les contaminations croisées grâce au système de valve anti-retour



**AVEC VALVE ANTI-RETOUR**



- ✓ Turbine Bora
- ✓ Turbine Prestige
- ✓ Turbine Tornado
- ✓ Contre-angle CA
- ✓ Contre-angle EVO.15
- ✓ Raccord Unifix® Bien-Air

**TURBINES**

GAMME PREMIUM

LA PLUS PUISSANTE DU MARCHÉ

**TORNADO**

**890 €**

GARANTIE 2 ANS

1X TORNADO LED REF 1600908-001  
OU TORNADO LK REF 1600907-001

LA PETITE TETE LA PLUS PUISSANTE DU MARCHÉ

**TORNADO S**

**890 €**

GARANTIE 2 ANS

1X TORNADO S LED REF 1600933-001  
OU TORNADO S LK REF 1600932-001

LA PLUS FIABLE DU MARCHÉ

**TORNADO X**

**790 €**

GARANTIE 5 ANS

1X TORNADO X LED REF 1601085-001  
OU TORNADO X LK REF 1601086-001

**CONTRE ANGLES**

PREMIUM

DISPONIBLE EN **micro** (SERIES)

**CA EVO.15 1:5L**

**930 €**

GARANTIE 3 ANS

1X CA EVO.15 1:5L MICRO-SERIES REF 1600940-001  
OU 1X CA EVO.15 1:5L STANDARD REF 1600941-001

- Petite tête (10% plus petite)
- Technologie anti-chauffe CoolTouch+™
- Tête antichoc
- 55dBA
- Technologie de barreaux en verre multibrins

\* En comparaison avec les gammes CA 1:5 ou CA 1:1



DISPONIBLE EN **micro** (SERIES)

**CA EVO.15 1:1L**

**680 €**

GARANTIE 2 ANS

1X CA EVO.15 1:1L MICRO-SERIES REF 1600938-001  
OU 1X CA EVO.15 1:1L STANDARD REF 1600939-001

- Petite tête (10% plus petite)
- Tête antichoc
- 55dBA
- Technologie de barreaux en verre multibrins

\* En comparaison avec les gammes CA 1:5 ou CA 1:1

DUOS PACKS

**DUO PACK TORNADO**

**1700 €**  
~~2 180 €~~

2X TORNADO LED REF 1600908-001  
OU  
2 X TORNADO LK REF 1600907-001

**DUO PACK TORNADO X**

**1520 €**  
~~1 980 €~~

2X TORNADO X LED REF 1601085-001  
OU  
2 X TORNADO X LK REF 1601086-001

DUOS PACKS

**DUO PACK MIX CA EVO.15**

**1620 €**  
~~2 050 €~~

1X CA EVO.15 1:5L MICRO-SERIES REF 1600940-001  
GARANTIE 3 ANS  
+  
1 X CA EVO.15 1:1L MICRO-SERIES REF 1600938-001  
GARANTIE 2 ANS  
OU  
1X CA EVO.15 1:5L STANDARD REF 1600941-001  
GARANTIE 3 ANS  
+  
1X CA EVO.15 1:1L STANDARD REF 1600939-001  
GARANTIE 2 ANS

**DUO PACK CA EVO.15 1:5L**

**1820 €**  
~~2 380 €~~

2X CA EVO.15 1:5L MICRO-SERIES REF 1600940-001  
GARANTIE 3 ANS  
OU  
2X CA EVO.15 1:5L STANDARD REF 1600941-001  
GARANTIE 3 ANS

PRIX TTC



Scannez le QR code ou sur sur [www.bienair.com](http://www.bienair.com)  
**RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES DU MOMENT DEPUIS VOTRE CABINET ONLINE SHOP BIEN-AIR**

**NOUVEAU ONLINE SHOP**  
[www.bienair.com/eshop](http://www.bienair.com/eshop)

# TURBINES & RACCORDS GAMME CLASSIQUE

## TURBINES LUMIERE



BORA LED /  
BORA LK

**650€**

BORA LED REF 1600638-001  
OU  
BORA LK REF 1600732-001

- 17 watts
- 59 dBA
- 3 sprays (séparés 2x3)
- Eclairage LED
- Jusqu'à 3 ans de garantie\*



PRESTIGE LED/  
PRESTIGE LK

**710€**

PRESTIGE LED REF 1600641-001  
OU  
PRESTIGE LK REF 1600734-001

- 12 watts
- 59 dBA
- 3 sprays (séparés 2x3)
- Eclairage LED
- Jusqu'à 3 ans de garantie\*



## PLANCARE

PROGRAMME D'EXTENSION DE GARANTIE BIEN-AIR

**180€**

REF 2500675

Grâce à notre pack d'extension de garantie PlanCare Bien-Air, bénéficiez de 12 mois supplémentaires d'assistance continue sur tous vos matériels Bien-Air. Pour toute information contactez-nous au 01 49 08 02 60.

## TURBINES NON LUMIERE



BORALINA

**420€**

BORALINA REF 1600373-001

- 12 Watts
- 62 dBA
- 1 spray (séparé 2x1)
- Jusqu'à 2 ans de garantie\*



BLACKPEARL ECO 4V

**250€**

BLACKPEARL ECO 4V REF 1600040-001

- 13 Watts
- 62 dBA
- 1 spray (séparé 2x1)
- Jusqu'à 2 ans de garantie\*

## RACCORDS SANS RÉGLAGE

RACCORD  
UNIFIX 4 VOIES

**185€**

REF 1600363-001



RACCORD  
RA LK

**215€**

REF 1600902-001



RACCORD  
UNIFIX

**260€**

REF 1600086-001



RACCORD  
LK

**260€**

REF 1600866-001



## RACCORDS SPRAY RÉGLABLE

# CONTRE ANGLES – PIÈCES À MAIN – MICROMOTEURS

## CLASSIC



DISPONIBLE EN  
**micro**  
SERIES  
CA 1:5L

**690€**  
GARANTIE 2 ANS

1X CA 1:5L  
MICRO-SERIES  
REF 1600690-001  
OU 1X CA 1:5L STANDARD  
REF 1600386-001



DISPONIBLE EN  
**micro**  
SERIES  
CA 1:1L

**595€**  
GARANTIE 2 ANS

1X CA 1:1L  
MICRO-SERIES  
REF 1600691-001  
OU 1X CA 1:1L STANDARD  
REF 1600384-001



CA 10:1L  
**840€**  
GARANTIE 2 ANS

1X CA 10:1L  
REF 1600385-001



DISPONIBLE EN  
**micro**  
SERIES  
PM 1:1

**420€**

1X PM 1:1 MICRO-SERIES  
REF 1600693-001  
OU 1X PM 1:1 STANDARD  
REF 1600383-001



CA 8:1  
**610€**

STANDARD  
REF 1600911-001



MICROMOTEUR  
MC3 LED / MC3 LK

**695€**

GARANTIE 18 MOIS

1X MC3 LED REF 1600680-001  
OU 1X MC3 LK REF 1600077-001



MICROMOTEUR  
MC2 LED / MC2 ISOLITE 300

**695€**

GARANTIE 18 MOIS

1X MC2 LED REF 1600681-001  
OU 1X MC2 ISOLITE 300 REF 1600078-001

## DUOS PACKS



DISPONIBLE EN  
**micro**  
SERIES  
DUO PACK CA 1:5L

**1230€**

~~1720€~~  
GARANTIE 2 ANS

1X CA 1:5L MICRO-SERIES  
REF 1600690-001  
OU 1X CA 1:5L STANDARD  
REF 1600386-001



DISPONIBLE EN  
**micro**  
SERIES  
DUO PACK CA 1:1L

**1090€**

~~1520€~~  
GARANTIE 2 ANS

1X CA 1:1L MICRO-SERIES  
REF 1600691-001  
OU 1X CA 1:1L STANDARD  
REF 1600384-001

PRIX TTC

# NEW CHIROPRO

## IMPLANTOLOGIE

Dentiste généraliste ou implantologue confirmé, le New Chiropro est la solution simple et rapide pour vos interventions d'implantologie,



### PURE SIMPLICITÉ NAVIGATION INTUITIVE

Grâce à son bouton de commande unique, la navigation devient un jeu d'enfant. Tournez le bouton pour faire défiler les menus puis validez votre choix par une simple pression. Vous avez dit simplicité ?

- ✓ Navigation intuitive un seul et unique bouton rotatif de commande
- ✓ Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-Series Jusqu'à 3 ans de garantie\*
- ✓ Micromoteur MX-i LED avec roulements à billes en céramique Jusqu'à 4 ans de garantie\*\*
- ✓ Couple maximum 70 Ncm

SWISS  MADE



## NEW CHIROPRO avec 1 contre-angle 20:1 L

**3090 €**

SET CHIROPRO 3RD GENERATION  
REF. 1700707-001

Le SET comprend:

- 1 x console New Chiropro
- 1 x contre-angle CA 20:1 L Micro-series
- 1 x micromoteur MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen
- 1 x câble MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen
- 1 x pédale de contrôle
- 1 x support pièce à main

### PM 1:1 IRRIGATION EXTERNE

**450 €**

1X PM 1:1 REF 1600052-001

- Spray externe
- Compatible avec les micromoteurs Micro-Series
- Sans éclairage



### CA 20:1L **1020 €**

1X CA 20:1L MICRO-SERIES  
REF 1600692-001  
OU 1X CA 20:1L STANDARD  
REF 1600598-001

- Technologie de barreaux en verre multibrins
- Résistance élevée à la corrosion
- Technologie d'irrigation brevetée



### SET MX-i LED + CORDON (POUR NEW CHIROPRO)

**1220 €** ~~1765 €~~

REF 1700744-001



CORDON :

**480 €**

REF 1601009-001  
vendu seul

MX-I 3<sup>RD</sup> GEN :

**900 €**

REF 1601008-001  
vendu seul

PRIX TTC

\* La garantie Bien-Air standard de 2 ans et la garantie optionnelle de 1 an sont disponibles via le programme d'extension de la garantie PlanCare de Bien-Air.  
\*\* La garantie Bien-Air standard de 3 ans et la garantie optionnelle de 1 an sont disponibles via le programme d'extension de la garantie PlanCare de Bien-Air.

**NEW CHIROPRO PLUS**

IMPLANTOLOGIE

CHIRURGIE ORALE

**PURE SIMPLICITÉ**

Le Chiropro PLUS a été spécialement conçu pour les chirurgiens-dentistes et les chirurgiens maxillo-facial. Grâce à ses multiples combinaisons possibles, le Chiropro PLUS est le système idéal pour réaliser l'ensemble de vos interventions d'implantologie, de parodontologie et de chirurgie orale, y compris l'extraction de dents de sagesse.



SWISS  MADE

- ✓ **Navigation intuitive**  
Un seul et unique bouton rotatif de commande
- ✓ **Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-Series**  
Jusqu'à 3 ans de garantie\*\*
- ✓ **Micromoteur MX-i Led PLUS autoventilé avec roulements à billes en céramiques**  
Jusqu'à 4 ans de garantie\*\*
- ✓ **Couple maximum 80 Ncm**



**NEW CHIROPRO PLUS**

avec 1 contre-angle 1:2,5 L ou 20:1 L

**3690 €**

1 X SET 3RD GENERATION PLUS INCLUANT CA 1:2,5 L  
REF.1700751-001  
OU  
1 X SET 3RD GENERATION PLUS INCLUANT CA 20:1 L  
REF.1700709-001

Le SET comprend :

- 1 x console New Chiropro Plus
- 1 x contre-angle CA 1:2,5 L
- ou 1 x CA 20:1 L
- 1 x micromoteur MX-i LED 3rd Gen
- 1 x câble MX-i LED 3rd Gen
- 1 x pédale de contrôle
- 1 x support pièce à main



**CA 1:2.5 L  
MS**

**1020 €**

- REF 1601055-001  
New Chiropro Plus CA 1:2,5 L  
New Chiropro Plus CA 20:1 L
- Ratio 1:2,5 L - pour vos interventions New Chiropro Plus CA 1:2,5 L
  - Technologie d'irrigation brevetée
  - Technologie de barreaux en verre multibrins
  - Multiplicateur 1:2,5 - vitesse maximale 100 000rpm
  - Résistance élevée à la corrosion
- Jusqu'à 2 ans de garantie

**PM 1:2  
IRRIGATION  
EXTERNE**

**850 €**

1X PM 1:2 REF 1600436-001  
Jusqu'à 2 ans de garantie

- Spray externe
- Douille avec tube d'irrigation et bague de serrage
- Compatible avec les micromoteurs Micro-Series
- Sans éclairage

**SET MX-i PLUS  
+ CORDON**

(pour new chiropro plus)

**1210 € 1 805 €**

REF 1700758-001



CORDON :  
**490 €**

REF 1601069-001  
vendu seul

MX-i PLUS :  
**920 €**

REF 1600755-001  
vendu seul

PRIX TTC

**NOUVEAU  
ONLINE SHOP**  
www.bienair.com/eshop

\* La garantie Bien-Air standard de 2 ans et la garantie optionnelle de 1 an sont disponibles via le programme d'extension de la garantie PlanCare de Bien-Air.  
\*\* La garantie Bien-Air standard de 3 ans et la garantie optionnelle de 1 an sont disponibles via le programme d'extension de la garantie PlanCare de Bien-Air.

# IMPLANTOLOGIE & CHIRURGIE



## SET iCHIROPRO 4390€

1 x SET iCHIROPRO RÉF. 1700440-001  
(INCLUS CONTRE-ANGLE LUMIÈRE CA 20:1 L MICRO-SERIES)

- Opérations multi-implants
- Séquences opératoires préprogrammées
- Rapport d'opération et dossier patient
- Relié à CoDiagnostix (logiciel de planification d'implantologie)
- Interface multi-utilisateurs
- Lecteur de code-barres d'implants
- Couple > 70 Ncm

Offre :

- 1 x console iChiropro
- 1 x contre-angle CA 20:1L Micro-séries
- 1 x micromoteur MX-i LED
- 1 x câble MX-i LED
- 1 x pédale
- 1 x support pièce à main

IPAD NON INCLUS

### LIGNES D'IRRIGATION USAGE UNIQUE

75€

10 x LIGNES D'IRRIGATION  
RÉF. 1500984-010



Set de 10 lignes d'irrigation stériles à usage unique

### BOUTON DE COMMANDE (POUR NEW CHIROPRO ET NEW CHIROPRO PLUS)

75€

1 x BOUTON DE COMMANDE CHIROPRO 3<sup>RD</sup> GEN  
RÉF. 1307031-001



Bouton de commande stérilisable

### FILMS DE PROTECTION STÉRILES

58€


10 x FILMS DE PROTECTION STÉRILES IPAD  
RÉF. 1501746-010  
OU 10 x FILM DE PROTECTION STÉRILE  
NEW CHIROPRO  
RÉF. 1502329-010



Set de 10 films stériles à usage unique

PRIX TTC

# Spraynet® élimine 99.99% de la charge microbienne



Parce que la sécurité du patient a toujours été notre priorité, les instruments Bien-Air ont été spécialement conçus afin de protéger vos patients des contaminations croisées. Notre gamme de produits de maintenance vous offre la garantie d'une hygiène impeccable et d'une longévité optimale pour vos instruments Bien-Air.

**Aujourd'hui plus que jamais, notre désinfectant Spraynet® (exclusivité Bien-Air) est votre allié.**

Pour plus d'informations sur les produits d'entretien Bien-Air :  
[www.maintenance.bienair.com](http://www.maintenance.bienair.com)

## HYGIENE & MAINTENANCE



### NETTOYAGE & DESINFECTION

220€

SOIT 43€/ BOUTEILLE  
CARTON DE 6 BOUTEILLES  
1X SPRAYNET  
REF 1600036-006



### LUBRIFICATION

220€

SOIT 43€/ BOUTEILLE  
CARTON DE 6 BOUTEILLES  
1X LUBRIFIUID  
REF 1600064-006



### SPECIFIQUE CHIRURGIE

(NETTOYANT POUR INSTRUMENTS  
AVEC LIQUIDE PHYSIOLOGIQUE)

185€

SOIT 38€/ BOUTEILLE  
CARTON DE 6 BOUTEILLES  
1X AQUACARE  
REF 1600617-006



### LUBRIMED (BOÎTE DE 6 CARTOUCHES)

31€

1 X LUBRIMED  
REF. 1600037-006



Scannez le QR code ou sur [www.bienair.com](http://www.bienair.com)

ONLINE SHOP BIEN-AIR

**NOUVEAU  
ONLINE SHOP**  
[www.bienair.com/eshop](http://www.bienair.com/eshop)



**RETROUVEZ  
NOS OFFRES DU MOMENT  
DEPUIS VOTRE CABINET**  
SUR NOTRE  
ONLINE SHOP



Scannez le QR  
code ou sur  
[www.bienair.com](http://www.bienair.com)



## NOTRE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

**Bien-Air France**  
*Centre Technique  
& Commercial*  
01 49 08 02 60

Contactez-nous pour connaître  
le distributeur agréé Bien-Air  
le plus proche de votre cabinet



**Ludovic Pernet**  
*Commercial Nord*  
07 63 86 83 45

**Stéphane Pelloin**  
*Commercial Ouest*  
06 98 44 53 05

**Nathalie Brion**  
*Commerciale Sud*  
06 68 47 29 40

... pour toutes vos questions techniques et commerciales

**idem** dentaire  
créateur de cabinets dentaires  
matériels et services pour cabinets dentaires

3 rue aux juifs 14000 CAEN

09.50.18.47.00 / [contacts@idem-dentaire.fr](mailto:contacts@idem-dentaire.fr) <http://www.idem-dentaire.fr>