

OFFRES 2019

Valide jusqu'au 30 juin 2019

remplacez ou offrez vous
des instruments Bien-air
et profitez de 15% de remise
supplémentaire sur ces offres

Bien-Air
NEUCHÂTEL
SWITZERLAND

idem^m
dentaire

créateur de cabinets dentaires

Morita - Quetin - Ray medical

3 rue aux Juifs 14000 Coen
Tél. 09.50.18.47.00
Fax. 09.55.18.47.00
contacts@idem-dentaire.fr
<http://www.idem-dentaire.fr>

services

matériels &

60
years

NEW

TORNADO X

ÉDITION SPÉCIALE

ultimate
reliability



60

MOIS
DE GARANTIE

ANNÉES
DE SAVOIR-FAIRE

TORNADO X

60 years

Bien Air
SWISS MADE

60 MOIS DE GARANTIE
WWW.BIENAIR.COM

60
years

Bien Air⁺
Dental


*60 ans de savoir-faire et de passion,
tel est le secret qui mène aujourd'hui Bien-Air
Dental à offrir des produits d'une fiabilité
exceptionnelle. Découvrez toute notre expertise
et minutie, réunies dans la nouvelle turbine
TORNADO X.*

NEW

TORNADO X 890€

TORNADO X LED RÉF 1601085-001
TORNADO X LK RÉF 1601086-001

Forte de ses 60 ans d'expertise,
Bien-Air Dental offre et garantit
un niveau de fiabilité inédit.

- 60 MOIS DE GARANTIE
- Roulements à billes céramiques sur mesure pour une durée de vie prolongée
- CoolTouch technologie anti chauffe pour la sécurité des patients
- Bouton SoftPush pour un déblocage facile de la fraise
- Lumière 

SWISS  MADE

TURBINES




DUO PACK NEW TORNADO X

1'699 €

~~1'780 €~~

2 x TORNADO X LED RÉF. 1601085-001
OU 2x TORNADO X LK RÉF. 1601086-001

- 60 MOIS DE GARANTIE
- Roulements à billes céramiques sur mesure pour une durée de vie prolongée
- CoolTouch technologie anti chauffe pour la sécurité des patients
- Bouton SoftPush pour un déblocage facile de la fraise
- Lumière 



TORNADO^S 1'429 €

1 x TORNADO^S LED POUR RACCORD UNIFIX RÉF. 1600933-001
OU 1 x TORNADO^S LK POUR RACCORD MULTIFLEX[®] KAVO[®] RÉF. 1600932-001

- 24 watts
- 58 dBA
- 4 sprays air/eau mixtes asymétriques
- Eclairage LED
- Jusqu'à 3 ans de garantie*



TORNADO 1'429 €

1 x TORNADO LED POUR RACCORD UNIFIX BIEN-AIR RÉF. 1600908-001
OU 1 x TORNADO LK POUR RACCORD MULTIFLEX[®] KAVO[®] RÉF. 1600907-001

- 30 watts
- 55 dBA
- 4 sprays air/eau mixtes asymétriques
- Eclairage LED
- Jusqu'à 3 ans de garantie*

TRY
FOR FREE

BIENAIR.COM

Essayez la TORNADO
gratuitement, en toute
tranquillité à votre cabinet.

SWISS  MADE

* La garantie Bien-Air standard de 2 ans et la garantie optionnelle de 1 an sont disponibles via le programme d'extension de la garantie PlanCare de Bien-Air.

TURBINES / RACCORDS



PRESTIGE L 
/ PRESTIGE LK

890€

1 x PRESTIGE LED
RÉF. 1600641-001
OU 1 x PRESTIGE LK
RÉF. 1600734-001

- 12 watts
- 59 dBA
- 3 sprays (séparés 2x3)
- Eclairage LED
- Jusqu'à 3 ans de garantie*



BORA L 
/ BORA LK

790€

1 x BORA L LED
RÉF. 1600638-001
OU 1 x BORA LK
RÉF. 1600732-001

- 17 watts
- 59 dBA
- 3 sprays (séparés 2x3)
- Eclairage LED
- Jusqu'à 3 ans de garantie*



BORALINA

485€

1 x BORALINA
RÉF. 1600373-001

- 12 Watts
- 62 dBA
- 1 spray (séparé 2x1)
- Jusqu'à 2 ans de garantie*



BLACK PEARL ECO

365€

1 x BLACK PEARL ECO
RÉF. 1600040-001

- 13 Watts
- 62 dBA
- 1 spray (séparé 2x1)
- Jusqu'à 2 ans de garantie*

RACCORD
UNIFIX 4 VOIES

209€

~~299€~~

RÉF. 1600363-001

- Pour instruments avec éclairage
- Gold Connect



RACCORD
MULTIflex® 

249€

~~330€~~

RÉF. 1600902-001

- Eclairage LED
- Gold Connect



RACCORD
MULTIflex® 

299€

~~350€~~

RÉF. 1600866-001

- Eclairage LED
- Gold Connect
- Robinet pour le réglage du spray



 POUR
MULTIflex®

85€

RÉF. 1501880-001



CONTRE-ANGLE

micro
SERIES



EVO.15 1:5 L
999 €

1 x EVO.15 1:5 L MICRO-SERIES
RÉF. 1600940-001
OU 1 x EVO.15 1:5 L STANDARD
RÉF. 1600941-001

- Petite tête (10% plus petite**)
- Technologie antichauffe CoolTouch+™
- Tête antichoc
- 55 dBA
- Technologie de barreaux en verre multibrins
- Jusqu'à 3 ans de garantie*

micro
SERIES



EVO.15 1:1 L
839 €

1 x EVO.15 1:1 L MICRO-SERIES
RÉF. 1600938-001
OU 1 x EVO.15 1:1 L STANDARD
RÉF. 1600939-001

- Petite tête (10% plus petite**)
- Tête antichoc
- 55 dBA
- Technologie de barreaux en verre multibrins
- Jusqu'à 3 ans de garantie*



DUOPACK
EVO.15 1:5 L + EVO.15 1:1 L

1'789 € ~~1'838 €~~

1 x EVO.15 1:5 L RÉF. 1600941-001
+ 1 x EVO.15 1:1 L RÉF. 1600939-001



Essayez EVO.15
gratuitement, en toute
tranquillité à votre cabinet.

SWISS  MADE

* La garantie Bien-Air standard de 2 ans et la garantie optionnelle de 1 an sont disponibles via le programme d'extension de la garantie PlanCare de Bien-Air.

CONTRE-ANGLE / PIÈCES À MAIN

Bien Air⁺
Dental

micro
SERIES

CA 1:5 L

859 €

1 x CA 1:5 L MICRO-SERIES
REF. 1600690-001
OU 1 x CA 1:5 L STANDARD
REF. 1600386-001



- Technologie de barreaux en verre multibrins
- 58 dBA
- Cool Touch™
- Jusqu'à 3 ans de garantie*

micro
SERIES

CA 1:1 L

749 €

1 x CA 1:1 L MICRO-SERIES
REF. 1600691-001
OU 1 x CA 1:1 L STANDARD
REF. 1600384-001



- Technologie de barreaux en verre multibrins
- 57 dBA
- Jusqu'à 3 ans de garantie*

micro
SERIES

PM 1:1

525 €

1 x PM 1:1 MICRO-SERIES
REF. 1600693-001
OU 1 x PM 1:1 STANDARD
REF. 1600383-001



- Spray interne
- Compatible avec les micromoteurs Micro-Series
- Sans éclairage

micro
SERIES

CA 10:1 L

999 €

1 x CA 10:1 L
REF. 1600385-001



- Réducteur par 10
- Irrigation interne
- Jusqu'à 3 ans de garantie*

CAP PROPHY 15:1

799 €

1 x CA PROPHY 15:1
REF. 1600290-001



- Interchangeabilité des cupules à vis ou à clip
- 5 cupules à vis
- 5 cupules à clip
- Sans lumière
- Jusqu'à 3 ans de garantie*

CA 8:1

769 €

1 x CA 8:1
REF. 1600911-001



- Réducteur par 8
- Sans lumière
- Jusqu'à 2 ans de garantie*

* La garantie Bien-Air standard et la garantie optionnelle de 1 an sont disponibles via le programme d'extension de la garantie PlanCare de Bien-Air.
** En comparaison avec les gammes CA 1:5 et CA 1:1.

NEW CHIROPRO

IMPLANTOLOGY
motor system

Pilotez l'ensemble de votre moteur d'implantologie grâce à son unique bouton rotatif de commande.

La nouvelle version du Chiropro de Bien-Air Dental a été entièrement conçue autour d'une seule et même philosophie : la simplicité !

INTERFACE CLAIRE ET CONCISE

Sobre et simple, l'écran vous donne accès en un coup d'œil à toutes les informations essentielles au bon déroulement de votre intervention : type d'instruments, vitesse, couple, débit d'irrigation et sens de rotation.



PRÉCISION ABSOLUE

Grâce à un système électronique de haute précision, le couple sélectionné sur la console correspond exactement au couple obtenu à la sortie de votre instrument*. Aucune calibration supplémentaire n'est donc requise. C'est aussi simple qu'il y paraît.

SÉQUENCES OPÉRATOIRES PRÉPROGRAMMÉES

Grâce aux séquences opératoires préprogrammées, réalisez vos interventions en un minimum de temps. En fonction des données cliniques de votre patient, déterminez le nombre de séquences nécessaires à la réalisation de votre intervention – 3, 4 ou 5. Les paramètres de chaque étape sont alors automatiquement affichés. Vous pouvez maintenant réaliser votre opération, tout simplement.



PURE SIMPLICITÉ

Dentiste généraliste ou implantologue confirmé,
le Chiropro est la solution simple et rapide pour
vos interventions d'implantologie.



NAVIGATION INTUITIVE

Grâce à son bouton de commande unique, la navigation devient un jeu d'enfant. Tournez le bouton pour faire défiler les menus puis validez votre choix par une simple pression. Vous avez dit simplicité ?



SIMPLE, JUSQUE DANS L'ENTRETIEN

Le bouton de commande peut être facilement retiré de la console et stérilisé. De plus, la zone de contrôle est protégée par un verre hautement résistant et facile à nettoyer. La simplicité se cache aussi dans les détails.



* Selon les tests effectués dans le laboratoire de recherche de Bien-Air Dental, les valeurs de couple affichées sur les systèmes Bien-Air Dental sont considérablement plus précises (marge d'erreur de +/- 5%) que celles affichées sur les systèmes des concurrents (marge d'erreur de +/- 10%).

OFFRES

NEW CHIROPRO

IMPLANTOLOGY
motor system



SWISS  MADE

NEW CHIROPRO
+ pack de maintenance OFFERT

3'000 €

1 x SET CHIROPRO REF 1700708-001



- ✓ **Navigation intuitive**
un seul et unique bouton rotatif de commande
- ✓ **Micromoteur MX-i LED avec roulements à billes en céramique**
Jusqu'à 4 ans de garantie **
- ✓ **Couple maximum 70 Ncm**

L'offre comprend :

- 1 x console Chiropro 3rd Gen
- 1 x micromoteur MX-i LED 3rd Gen avec 4 ans de garantie **
- 1 x câble MX-i LED 3rd Gen
- 1 x pédale de contrôle
- 1 x support pièce à main
- 5 x lignes d'irrigation
- 2 x films de protection
- 1 x Trio pack de maintenance

NEW CHIROPRO
avec 1 contre-angle CA 20:1 L
+ pack de maintenance OFFERT

3'600 €

1 x SET CHIROPRO REF 1700707-001



- ✓ **Navigation intuitive**
un seul et unique bouton rotatif de commande
- ✓ **Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-Series**
Jusqu'à 3 ans de garantie *
- ✓ **Micromoteur MX-i LED avec roulements à billes en céramique**
Jusqu'à 4 ans de garantie **
- ✓ **Couple maximum 70 Ncm**

L'offre comprend :

- 1 x console Chiropro 3rd Gen
- 1 x contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-series
- 1 x micromoteur MX-i LED 3rd Gen avec 4 ans de garantie **
- 1 x câble MX-i LED 3rd Gen
- 1 x pédale de contrôle
- 1 x support pièce à main
- 5 x lignes d'irrigation
- 2 x films de protection
- 1 x Trio pack de maintenance

IMPLANTOLOGIE

SET iCHIROPRO

5'190€

+ pack de maintenance OFFERT

1 x SET iCHIROPRO RÉF. 1700440-001
(INCLUS CONTRE-ANGLE LUMIÈRE CA 20:1 L MICRO-SERIES)
1 x TRIO PACK DE MAINTENANCE

- Opérations multi-implants
- Séquences opératoires préprogrammées
- Rapport d'opération et dossier patient
- Relié à CoDiagnostix (logiciel de planification d'implantologie)
- Interface multi-utilisateurs
- Lecteur de code-barres d'implants
- Couple > 70 Ncm



Offre :

- 1 x console iChiropro
 - 1 x Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-series
 - 1 x micromoteur MX-i LED avec 3 ans de garantie*
 - 1 x câble MX-i LED
 - 1 x pédale
 - 10 x lignes d'irrigation
 - 2 x films de protection stériles pour iPad
 - 1 x Trio pack de maintenance
- RÉF. 1700440-001



iPAD NON INCLUS

SET CHIROPRO L

4'290€

+ pack de maintenance OFFERT

1 x SET CHIROPRO L RÉF. 1700307-001
(INCLUS CONTRE-ANGLE LUMIÈRE CA 20:1 L MICRO-SERIES)
1 x TRIO PACK DE MAINTENANCE

Chiropro L L'ergonomie redéfinie

- Dédié à l'implantologie et chirurgie maxillo-faciale
- Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-Series: Jusqu'à 3 ans de garantie*
- Micromoteur MX-i LED avec roulements en céramique: Jusqu'à 4 ans de garantie*



Offre :

- 1 x console Chiropro L
 - 1 x micromoteur MX-i LED avec 3 ans de garantie*
 - 1 x Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-series
 - 1 x câble MX-i LED
 - 1 x pédale
 - 10 x lignes d'irrigation
 - 1 x Trio pack de maintenance
- RÉF. 1700307-001

* La garantie Bien-Air standard et la garantie optionnelle de 1 an sont disponibles via le programme d'extension de la garantie PlanCare de Bien-Air.



CONTRE-ANGLE CA 20:1 L

1'190€

1 x CONTRE-ANGLE CA 20:1 L MICRO-SERIES
RÉF. 1600692-001
OU 1 x CONTRE-ANGLE CA 20:1 L STANDARD
RÉF. 1600598-001

- Technologie de barreaux en verre multibrins
- Résistance élevée à la corrosion
- Technologie d'irrigation brevetée



PM 1:1
SPRAY EXTERNE
525€

1 x PM 1:1 RÉF 1600052-001

- Spray externe
- Compatible avec les micromoteurs Micro-Series
- Sans éclairage



PM 1:2
990€

PM 1:2 RÉF 1600436-001

- Douille avec tube d'irrigation et bague de serrage
- Compatible avec les micromoteurs Micro-Series
- Sans éclairage

LIGNES D'IRRIGATION JETABLES

88€

10 x LIGNES D'IRRIGATION
RÉF. 1500984-010

113€

10 x LIGNES D'IRRIGATION KIRSCHNER/MEYER
RÉF. 1501635-010



Set de 10 lignes d'irrigation stériles à usage unique

FILMS DE PROTECTION STÉRILES

59€

10 x FILMS DE PROTECTION STÉRILES IPAD
RÉF. 1501746-010

OU 10 x FILM DE PROTECTION STÉRILE
CHIROPRO 3RD GEN
RÉF. 1502329-010



Set de 10 films stériles à usage unique

BOUTON DE COMMANDE (POUR NEW CHIROPRO 3RD GEN)

85€

1 x BOUTON DE COMMANDE CHIROPRO 3RD GEN
RÉF. 1307031-001



Bouton de commande stérilisable

MICROMOTEUR ÉLECTRIQUE



MICROMOTEUR
MC3 LED / MC3 LK

855€

~~915€~~

1 x MC3 LED RÉF. 1600680-001
1 x MC3 LK RÉF. 1600077-001

- Eclairage LED
- 60 - 40 000 rpm
- 2,8 Ncm
- Compatible Micro-Series
- Gold Connect
- Jusqu'à 2,5 ans de garantie*



MICROMOTEUR MC2 LED / MC2 ISOLITE 300

855€

~~915€~~

1 x MC2 LED RÉF. 1600681-001
1 x MC2 ISOLITE 300 RÉF. 1600078-001

- Eclairage LED (MC2)
- 60 - 40 000 rpm
- 2,3 Ncm
- Compatible Micro-Series
- Gold Connect
- Jusqu'à 2,5 ans de garantie*

LABORATOIRE

S001 SET

790€

RÉF. 1700126-001

L'offre comprend :

- 1 x station de table S001
- 1 x turbine TD 783
- 1 x pédale
- 1 x tuyau torsadé gris, Ø intérieur 1/8

RÉF. 1700126-001



STS-TRIMMER SET
AVEC SPRAY

1'790€

RÉF. 1700296-001

L'offre comprend :

- 1 x station STS-Trimmer avec spray
- 1 x turbine TDS 890 avec spray interne
- 1 x pédale
- 1 x tuyau droit avec raccord 4 voies

RÉF. 1700296-001



180€

1 x PLANCARE
RÉF. 2500675



PLANCARE

PROGRAMME D'EXTENSION
DE GARANTIE BIEN-AIR

Laissez-nous les traces. Grâce à notre nouveau pack d'extension de garantie Bien-Air PlanCare, vous pouvez désormais bénéficier de 12 mois supplémentaires d'assistance continue. Et sur tous les produits Bien-Air. Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter.

MAINTENANCE



- Appareil d'entretien pour turbines, pièces à main et contre-angles
- Consommation : 400 cycles avec 1 bouteille de Spraynet et 1 bouteille de Lubrifluid (5x plus économique que l'entretien manuel)
- Jusqu'à 3 ans de garantie*

LUBRICARE + DUO PACK LUBRIFLUID / SPRAYNET

2'690€

1 x LUBRICARE RÉF. 1600915-001
 1 x LUBRIFLUID RÉF. 1600064-001
 1 x SPRAYNET RÉF. 1600036-001



SPRAYNET® SPRAY NETTOYANT

43€

1 x SPRAYNET
RÉF. 1600036-001
6 x SPRAYNET
RÉF. 1600036-006 | 258€



Spray nettoyant
500 ml.
Pour instruments
et appareillages.

LUBRIFLUID® SPRAY LUBRIFIANT

43€

1 x LUBRIFLUID
RÉF. 1600064-001
6 x LUBRIFLUID
RÉF. 1600064-006 | 258€



Spray de lubrification
500 ml.
Pour turbines, pièces
à main, contre-angles,
micromoteurs MX,
Basch et Aquilon.

AQUACARE® NETTOYANT CHIRURGICAL

38€

1 x AQUACARE
RÉF. 1600617-001
6 x AQUACARE
RÉF. 1600617-006 | 228€



Spray nettoyant 500 ml.
Nettoyant pour les
instruments utilisés
avec du liquide
physiologique.

LUBRIMED (BOÎTE DE 6 CARTOUCHES)

36€

1 x LUBRIMED RÉF. 1600037-006



* La garantie Bien-Air standard de 2 ans et la garantie optionnelle de 1 an sont disponibles via le programme d'extension de la garantie PlanCare de Bien-Air.

BÉNÉFICIEZ D'UN SERVICE HORS PAIR GRÂCE AU CLUB BIEN-AIR.

Devenez membre du Club Bien-Air pour bénéficier d'un service après-vente d'exception ainsi que de nombreux avantages.



DES DEMANDES DE RÉVISION ET DE RÉPARATION PRIORITAIRES

Passez devant tout le monde! En tant que membre du Club Bien-Air, vos demandes de réparation et de révision sont traitées en toute priorité. Sur certains marchés, l'enlèvement des produits à votre cabinet est même gratuit.



DES GARANTIES PROLONGÉES

Laissez-nous les tracassés. Grâce à notre nouveau pack d'extension de garantie Bien-Air PlanCare, vous pouvez désormais bénéficier de 12 mois supplémentaires d'assistance continue.



DES PROMOTIONS EXCLUSIVES

Avez-vous déjà eu vent d'une affaire en or alors qu'il était trop tard? Cela n'arrivera plus. En tant que membre du Club Bien-Air, vous avez un accès immédiat aux promotions, avant qu'elles soient rendues publiques.



ET TOUT CELA GRATUITEMENT!

Le meilleur dans tout ça?

Vous n'avez rien à payer pour devenir membre du Club Bien-Air.



Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire : www.club-bienair.com

BON DE COMMANDE

Offre valable jusqu'au 30 juin 2019 auprès de votre dépôt dentaire habituel. La TVA au taux en vigueur est incluse dans le prix. Images et textes non contractuels.



Prénom: _____

Nom: _____

Adresse: _____

Code postal: _____

Ville: _____

Téléphone: _____

E-mail: _____

Date: _____

VOTRE COMMANDE

Quantité	Référence	Prix
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Signature: _____